



Alertan de glucómetros con mediciones erróneas

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha alertado del riesgo de obtener lecturas inferiores a los valores reales de glucosa en sangre con los glucómetros especiales para invidentes «Lisubel Chek Talk TD4232», fabricados por TaiDoc Technology Corporation. El fallo se presenta cuando la muestra de sangre en la tira reactiva es insuficiente y no rellena por completo la ventana de confirmación. La medición errónea puede derivar en una dosis incorrecta de insulina en el paciente.
